



MUCOGYNE

Presentación

Tubo de 40 ml con aplicador.

Producto sanitario.

Gel íntimo no hormonal a base de ácido hialurónico con estructura liposomal, permite mantener la elasticidad, la lubricación y la hidratación natural de la mucosa vulvovaginal y paliar las deficiencias de las secreciones naturales.

Utilización

Mucogyne® se utiliza por vía vaginal o en la zona íntima externa.

- Como **HIDRATANTE** en caso de sequedad vulvovaginal y/o como **CICATRIZANTE**:

- A nivel interno: 1 aplicación de 2 a 3 veces por semana hasta que mejoren los síntomas.
- A nivel externo: se puede aplicar una pequeña cantidad de 1 a 2 veces al día haciendo un masaje en la zona íntima.

- Como **LUBRICANTE**: 1 aplicación con o sin el aplicador en el momento de la relación sexual.

Modo de empleo

Desenrosque el tapón y, con la cara posterior del mismo, haga un agujero en el sello de seguridad.

A. Enrosque el aplicador (1) sobre la abertura del tubo (2).

B. Presione suavemente sobre el tubo mientras tira del émbolo (3) hasta que se detenga para obtener una dosis de gel. Desenrosque el aplicador del tubo.

C. Introduzca el aplicador en la vagina lo más profundamente posible. Una vez en su lugar, aplique la dosis completa de gel presionando suavemente sobre el émbolo. Si es necesario, la aplicación final se puede hacer con el dedo en la zona íntima externa. Después del uso, asegúrese de cerrar bien el tubo y limpiar a fondo el aplicador de la siguiente manera:

D. Retire el émbolo del soporte.

E. Limpie con agua tibia y deje que se seque.



Si no desea utilizar el aplicador, puede aplicar Mucogyne® con ayuda del dedo en la entrada de la vagina y en la zona íntima externa.

Beneficios de Mucogyne

Respeto el pH fisiológico de la zona íntima.

Su textura no grasa, que no gotea ni mancha, ofrece una mayor comodidad de uso.

Precauciones de empleo

No utilice el producto en caso de alergia conocida a alguno de los componentes. Hable con su médico o su matrona antes de usar Mucogyne® durante el embarazo.

Compatible con los preservativos. Mucogyne® se puede combinar con cualquier tratamiento hormonal. Mucogyne® no es un anticonceptivo. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de caducidad que se indica en el tubo. Conservar a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C.

Ingredientes

Agua, propilenglicol, glicerina, lecitina hidrogenada, carbomer, etilhexil-glicerina, hidróxido de sodio, hexamidina diisetionato, hialuronato de sodio, DL-acetato de tocoferilo, extracto de flor de malva sylvestris, extracto de flor de manzanilla alemana, tocoferol.

Fabricante: Laboratoires IPRAD PHARMA – 22 Rue des Aqueducs - 94250, Gentilly - FRANCE

Distribuidor: BOIRON S.I.H., s.a. C/ Lanzarote, 2 - 28703 San Sebastián de los Reyes- MADRID

CN: 184004.2

Fecha de revisión del texto: 03/2025